

## Oogspoelfles met steriele oplossing NaCl 0,9% Art 5340



- ✓ De garantiesluiting kan eenvoudig met 1 handbeweging worden verbroken waarmee de oogspoeling klaar is voor gebruik.
- ✓ De oogspoelfles heeft een ergonomisch spelkapje waardoor de oogleden geopend blijven tijdens het spoelen.
- ✓ De flacon bevat een stabiele natriumchloride oplossing die overeenkomt met het natuurlijke zoutgehalte van de ogen.
- ✓ De gebruikte vloeistof loopt weg via een ingebouwd afvoerbuisje.
- ✓ De steriel verpakte oplossing voorkomt het verder binnendringen van vuildeeltjes en micro-organismen in het oog.
- ✓ Met 100 ml is een intensieve spoeling van ongeveer 2 minuten mogelijk.

Inhoud: 100ml